



Pusch®

There is no substitute for quality

SIDE Grip



El SIDE Grip es un producto de nuestra línea de instrumentos con seguridad pasiva.

El diseño inteligente convierte la nueva serie SIDE Grip en un instrumental imprescindible para la abrasión selectiva de las uñas enfermas, engrosadas, o de las zonas críticas de la piel.

Los instrumentos SIDE Grip permiten un tratamiento seguro en las zonas del borde, sin contactos abrasivos accidentales.

¡Nuevo!

¡Nuevo!



805S



841S



840S



Con nuestra línea de instrumentos con seguridad pasiva ofrecemos al podólogo instrumentos con construcciones especialmente relevantes para la seguridad en el consultorio. Especialmente en el cuidado de los diabéticos es un objetivo primordial realizar todo tratamiento sin causar lesiones. Nuestra línea de instrumentos con seguridad pasiva ayuda al usuario en estas tareas.

Con las formas individuales de SIDE Grip se pueden tratar con precisión e individualmente las zonas que se deben someter a la abrasión, sobre todo en caso de modificaciones patológicas de las uñas y de sus correspondientes porciones de piel. Gracias a la superficie frontal lisa, se evitan los contactos abrasivos accidentales.

Además de las probadas formas básicas cilíndricas y cónicas, ahora ofrecemos la posibilidad de un tratamiento más complejo y delicado con la forma cilíndrica de menores dimensiones 841S. La superficie cónica diamantada SIDE de la forma 805S ofrece p. ej. la ventaja de realizar con seguridad la abrasión de las cornificaciones en las zonas delanteras y laterales del borde de la uña.

Velocidad de uso recomendada: 5000-10 000 rpm

Recomendamos por principio reducir las velocidades en la técnica en seco, así como en el tratamiento de los pacientes de riesgo.



grano grueso

Canto biselado de seguridad

BUSCH	6840LS
Ø ISO	065

grano mediano

BUSCH	840S	841S	854S	854S	840LS	805S
Ø ISO	055	035	033	040	065	065

grano fino

BUSCH	8840S	8841S	8805S
Ø ISO	055	033	065

= Unidad de embalaje



BUSCH & CO. GmbH & Co. KG

Postfach 1152 • 51751 Engelskirchen • Unterkaltenbach 17-27 • 51766 Engelskirchen • GERMANY
 Telefon +49 (0) 2263 860 • Telefax +49 (0) 2263 20741 • mail@busch.eu • www.busch.eu